

	PROCÉDURE	PG INF 005 v3	
	ENTRETIEN LE MATÉRIEL	Date d'application : 28/06/2018	Page 1/4

MODIFICATIONS APPORTEES

- prise en compte du local lave bassin
- suppression du détergent-désinfectant pour instrumentation
- ajout de l'entretien des réfrigérateurs / congélateurs

Rédaction (nom et fonction)	Visa	Vérification (nom et fonction)	Visa	Approbation support (nom et fonction)	Visa
V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN		Dr P. PATOZ – Président du CLIN		R. RUTHMANN – Directeur qualité gestion des risques	
M. DUHAMEL – CS – UHLIN		Dr S. ALFANDARI – PH – UHLIN			
V. LEFEBVRE - AS – MIAE		M.DENIS – Directrice des soins (FF)			

OBJET

Maintenir la qualité de l'environnement du patient et des différentes zones de soins, contribuant ainsi à diminuer le risque d'infection

DOMAINE D'APPLICATION (secteurs concernés)

Ensemble des services de soins de l'établissement (MCO, SSR, EHPAD, USLD) – consultations et secteurs médico-techniques.

PERSONNEL CONCERNÉ

IDE, AS

Encadrement, pour information

RÉFÉRENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Décret N°2007-1188 du 3 août 2007, relatif au statut des Aides-soignants et des Agents de Services Hospitaliers

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 7 : Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits

Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, Ministère de la Santé, Haut Conseil de la Santé Publique et Société Française d'Hygiène Hospitalière, septembre 2010, recommandations R62 et R63

Références internes

Enregistrement « Hygiène des mains : lavage ou friction » (EN INF 006)

Procédure « Eliminer les déchets d'activité de soins » (PG INF 020)

Enregistrement « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)

« Bonnes pratiques de conservation des aliments au réfrigérateur » (EN LOG 001)

« Bonnes pratiques de conservation des aliments au congélateur » (EN LOG 002)

« Bonnes pratiques de conservation des médicaments au réfrigérateur » (EN MED 014)

« Bonnes pratiques de conservation des médicaments au congélateur » (EN MED 015)

LISTE DES ANNEXES

Non adapté

MOTS CLÉS

Entretien, matériel

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

d/D : détergent-désinfectant

	PROCÉDURE	PG INF 005 v3	
	ENTRETENIR LE MATÉRIEL	Date d'application : 28/06/2018	Page 2/4

PRODUITS ET MATERIEL UTILISÉS

- Détergent-désinfectant pour les meubles et objets meublants (par exemple : Aniosurf® à la dilution de une pression de pompe **blanche** pour 4 litres d'eau)
- Crème à récurer
- Seau et chiffonnettes jaunes : prévoir autant de chiffonnettes que de chambre ou local à entretenir
- Les chiffonnettes sont éliminées dans le filet des ASH après usage pour leur traitement en blanchisserie

GÉNÉRALITÉS

- 0 bijou
- Hygiène des mains avant et après les séquences d'entretien
- Port de gants pour contact avec les produits détergents-désinfectants
- Le dépoussiérage humide s'effectue du plus propre au plus sale
- Effectuer la traçabilité

ENTRETIEN DES ÉLÉMENTS RESTANT DANS LA CHAMBRE (AS)

<i>QUOI</i>	<i>QUAND</i>	<i>COMMENT</i>
<i>Lit</i>		
Encadrement et dessous de lit Matelas recto-verso Potence et barres de lit Sonnette	À la sortie ou au minimum une fois par mois	d/D, chiffonnette
<i>Environnement</i>		
Adaptable	Quotidien	d/D, chiffonnette
Chaise percée	À la sortie ou au minimum une fois par mois	
Chevet		
Fauteuil		
Manomètre à oxygène		
Repose-pieds		
Sonnette		
Télécommandes		
Téléphone		
Armoire intérieur et extérieur		
Chaise		
Table		
Table de nuit		
Tableau blanc		
Tabouret		

	PROCÉDURE	PG INF 005 v3	
	ENTRETIEN LE MATÉRIEL	Date d'application : 28/06/2018	Page 3/4

ENTRETIEN DES ÉLÉMENTS SORTANT DE LA CHAMBRE (AS)

QUOI	QUAND	COMMENT
Bassin de lit Pot à diurèse Seau de chaise percée Urinal Verres à pied	Après chaque utilisation	Lave-bassins
Bocaux d'aspiration Pied à perfusion Seringue auto-pulsée	A la sortie	d/D, chiffonnette
Bassine de toilette	Après la toilette	d/D, chiffonnette
	À la sortie ou au minimum une fois par mois	Crème à récurer et rinçage
Thermomètres (Utiliser impérativement l'étui protecteur)	Après chaque utilisation	Éliminer la protection Tremper l'extrémité 15 minutes dans le d/D Attendre le séchage pour une nouvelle utilisation

ENTRETIEN DES ANNEXES (AS)

QUOI	QUAND	COMMENT
Etagères		
Lingerie Salle propre Salle sale Pharmacie	Trimestriel	d/D, chiffonnette
Chariots		
Linge sale Petits déjeuners (plateau supérieur)	Quotidien	d/D, chiffonnette
Linge propre Ensemble du chariot petits-déjeuners	Trimestriel	
Office		
Etagères	Mensuel	d/D compatible avec les contacts alimentaires, chiffonnette
Congélateur alimentaire	Trimestriel	
Réfrigérateur alimentaire		

	PROCÉDURE	PG INF 005 v3	
	ENTRETENIR LE MATÉRIEL	Date d'application : 28/06/2018	Page 4/4

<i>QUOI</i>	<i>QUAND</i>	<i>COMMENT</i>
<i>Local lave-bassins</i>		
Lave-bassins (surfaces)	Hebdomadaire	d/D, chiffonnette
Lave-bassins (chambre de lavage)		Vinaigre blanc après le 1er cycle
Etagères	Trimestriel	d/D, chiffonnette
<i>Divers</i>		
Téléphones	Hebdomadaire	d/D, chiffonnette
PC		d/D, chiffonnette
Clavier		Film alimentaire

ELEMENTS RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'IDE

<i>QUOI</i>	<i>QUAND</i>	<i>COMMENT</i>
Lecteur de glycémie Saturimètre	Après chaque utilisation	d/D de surfaces, essuie-mains UU
Scope Tensiomètre	À la sortie ou au minimum une fois par mois	d/D de surfaces, chiffonnette
Armoire à pharmacie Chariots à médicaments	Trimestriel	
Congélateur à médicaments	Semestriel	d/D compatible avec les contacts alimentaires, chiffonnette
Réfrigérateur à médicaments	Trimestriel	
Garrots : posséder autant de garrots que de lits dans le service	Après chaque prise de sang	Tremper les garrots au fur et à mesure dans un bain de d/D Sécher et repositionner sur le guéridon de soins